

هود بیوشیمی (safe cabinet)

بمنظور جلوگیری از توسعه بخارات اسیدی و بخارات ترکیبات شیمی در محیط آزمایشگاههای شیمی و محافظت از سلامتی تکنیسین آزمایشگاه میبایستی از هود استفاده شود

در سه ابعاد مختلف :

هود بیوشیمی ابعاد ۸۰×۶۵×۲۰۰

هود بیوشیمی ابعاد ۱۰۰×۷۰×۲۰۰

هود بیوشیمی ابعاد ۱۲۰×۷۰×۲۰۰

(۱) بدنه هود از ورق فولادی (گالوانیزه) پوشش رنگ الکترواستاتیک

(۲) جنس کف هود از استیل ۳۱۴ خشدار نگیر

(۳) دارای لکابینت زیرین دو درب

(۴) نمایی هود ورق MDF باروکش ملامینه لبه PVC

(۵) کف هود از جنس استیل ۳۱۴ خشدار نگیر

(۶) درب جلو هود شیشه بالارونده با وزنه تعادل و دستگیره استیل

(۷) تجهیزات داخل هود : سینک استیل و شیر آب کنترل سرخود و

شیر گاز کنترل سرخود طرح TOF ، لامپ فلورسنت و پریز

برق و مقرر لامپ UV

(۸) وزن دستگاه حدودا 60Kg در بسته بندی مناسب

(۹) سیستم پائل دستگاه بصورت آنالوگ بود میبایست و قابلیت تنظیم

دور و تایم مورد را دارد

توجه داشته باشید:

قبل از شروع بکار در زیر هود حتما فن و لامپ را روشن کنید

پس انتقال مواد و لوازم به زیر هود ارتفاع شیشه از کف هود را

بین 18-20cm قرار دهید

پس از پایان کار دقت کنید از محلولهای خنثی کننده برای پاک کردن

اولیه و سپس با دستمال خیس جهت تمیز کردن کف هود اقدام کنید

این دستگاه با وصل دوشاخه به پریز برق و روشن کردن کلید فن و

روشنایی دستگاه شروع بکار مینماید

مشخصات فنی دستگاه:

برق دستگاه 220V سرعت فن دستگاه 900RPM حجم کشش هوا 210m³/h

در صورت درخواست این دستگاه در ابعاد مختلف و سائزهای مورد نظر درخواست کننده قابل ساخت و ارائه میبایست

